No.：31028

製 品 規 格 書

関 東 化 学 株 式 会 社
東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

品 名：オレイン酸

規 格：鹿 1 級

試 験 項 目		規 格 値
密度（20 ℃）	g/mL	0.885～0.906
凝固点	℃	10 以下
強熱残分（硫酸塩）	%	0.01 以下
中和価		192～206
よう素価		85～95
[備　考]		

規格内容は、JIS規格の改定等に伴い、予告なく変更する場合があります。

A3102809-20D23