No.：32059

製品規格書

関東化学株式会社
東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

品 名：過塩素酸

規 格：Ultrapur

試験項目		規格値		試験項目		規格値	
濃度	%	60.0～62.0		アンチモン(Sb)	ppt	10	以下
リチウム(Li)	ppt	1	以下	ビスマス(Bi)	ppt	5	以下
ナトリウム(Na)	ppt	20	以下	クロム(Cr)	ppt	20	以下
カリウム(K)	ppt	10	以下	モリブデン(Mo)	ppt	10	以下
銅(Cu)	ppt	10	以下	マンガン(Mn)	ppt	5	以下
銀(Ag)	ppt	5	以下	鉄(Fe)	ppt	20	以下
金(Au)	ppt	10	以下	コバルト(Co)	ppt	10	以下
ベリリウム(Be)	ppt	10	以下	ニッケル(Ni)	ppt	10	以下
マグネシウム(Mg)	ppt	10	以下	白金(Pt)	ppt	10	以下
カルシウム(Ca)	ppt	10	以下				
ストロンチウム(Sr)	ppt	1	以下				
亜鉛(Zn)	ppt	10	以下				
カドミウム(Cd)	ppt	10	以下				
イットリウム(Y)	ppt	10	以下				
トリウム(Th)	ppt	0.1	以下				
ウラン(U)	ppt	0.1	以下				
アルミニウム(Al)	ppt	20	以下				
ガリウム(Ga)	ppt	10	以下				
インジウム(In)	ppt	10	以下				
ジルコニウム(Zr)	ppt	10	以下				
ゲルマニウム(Ge)	ppt	10	以下				
すず(Sn)	ppt	20	以下				
鉛(Pb)	ppt	5	以下				
ニオブ(Nb)	ppt	10	以下				
タンタル(Ta)	ppt	10	以下				

[備　考]

規格内容は、JIS規格の改定等に伴い、予告なく変更する場合があります。